

20250506 *RIM* Préventif L118 Tronçonneuse Struers Discotom 6 6 YMT 490 WO

---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention: Lidec

Identifiant Machine: 6 YMT 490 WO

Heures Machine: 000
Nom du Technicien: Tom

Type d'intervention : Préventif

N° de demande :

Date d'intervention : 06-05-2025

Durée de l'intervention : 2h

détail des Heures si >7H et >1 tech.:

1h tom + 1h marc

---- Opérations ----

- 1. **Tester le démarrage de l'appareil (fonctionnement de l'écran, rotation du disque, arrosage, déplacement des axes)**
- L'appareil fonctionne correctement
- 2. **Nettoyer le filtre d'évacuation de l'eau vers le réservoir, Rep A** le filtre est nettoyé
- _Commentaire_ : Décrasser le tuyau d'évacuation au burin, un léger bourrelet à l'entrée du tuyau encombrait l'évacuation et empêchait l'évacuation totale des résidus en fond de bac.
- 3. **Nettoyer le filtre séparateur du réservoir (si présent) ** le filtre propre
- 4. **Contrôler le fonctionnement de l'arrosage et l'étanchéité du tuyau et des raccords, Rep B** L'arrosage fonctionne sans fuite
- 5. **Nettoyer, graisser les glissières d'axes X et Y (ISO 68), Rep C** Les glissières sont propres et graissées

A	mitec		Rappo	rt de Maintena	nce		IAINT-22 1/2023
Type	Enregistrement	Version	Α	Pagination	1/3	Mise à jour le	04/03/2025

- 6. **Démonter, remplacer la graisse de l'étau (NLGI 2), Rep E** l'étau est démonté et la graisse remplacé
- 7. **Contrôler le fonctionnement de l'éclairage** L'éclairage fonctionne
- 8. **Contrôler le fonctionnement des sécurités (arrêts d'urgence, contact de porte), Rep D** Les sécurités fonctionnent

--- Photos ----





Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
and the second s	